


Sachets de réactifs préparés à l' avance

Les sachets de réactifs pour l' analyse en flux sont fournis prépréparés. L' utilisateur n' a pas à formuler lui-même les réactifs, ce qui réduit le travail de préparation.




Consulter les instructions fournies pour les analyses compatibles et l' utilisation.

Applications chez les utilisateurs

湛江农科院

Équipement d' analyse en flux à 湛江农科院, organisme de recherche agricole de Zhanjiang.



CFA-3000

洛阳烟草研究院

Utilisation du CFA-3000 à 洛阳烟草研究院, organisme de recherche sur le tabac de Luoyang.



Bac de nettoyage

CCTV-1 / 00:11

Extrait du journal CCTV Xinwen Lianbo

Équipement de laboratoire présenté dans un reportage de CCTV Xinwen Lianbo.



Extrait du reportage · 00:11

La vidéo est jointe au PDF et fournie séparément au format MP4.

CCTV-XinwenLianbo-11s.mp4 · 960 × 448 · 11.000 s