

PRECISION IN EVERY DETAIL

GI-5200

ឧបករណ៍អ៊ីយ៉ុងក្រូម៉ាតូក្រាហ្វ

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងការកំណត់ក្រាដ្យង់ផ្សេងៗ ពង្រីកជម្រើសវិភាគ។

**PEEK**

ផ្លូវរាវធន់នឹងអាស៊ីតនិងបាស

100 Hz

ការយកសញ្ញាសមត្ថភាពចម្លងអគ្គិសនី

ក្រាដ្យង់សូលុយស្យុងប្អូន

ជ្រើសតាមការកំណត់

ពីឧបករណ៍ឯកទេស ទៅដំណោះស្រាយមន្ទីរពិសោធន៍ពេញលេញ។

ខិត្តប័ណ្ណផលិតផល · V0.0.7

01

PRODUCT ADVANTAGES

ផ្សំបញ្ចូលបត់បែនតាមតម្រូវការវិភាគអ៊ីយ៉ុង។

ការណែនាំផលិតផល

GI-5200 អាចជ្រើសរើសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអានីយ៉ុង/កាត្យុងពីរ និងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធពីរួមគ្នា។ អាចផ្សំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអំពែរម៉ែត្រជាមួយសមត្ថភាពចម្លងអគ្គិសនី។ ឬម PEEK ក្រាដូងសូលុយស្យុងបួនសមាសធាតុសមត្ថភាពខ្ពស់ គាំទ្រវិភាគអ៊ីយ៉ុងទូទៅនិងសំណាកឯកទេស។

01

ផ្លូវរាវ PEEK ទាំងស្រុង

ក្បាលឬម វាល់ប្រាំមួយច្រក និងផ្លូវរាវទាំងមូលប្រើ PEEK ដើម្បីធន់អាស៊ីតនិងបាស។

02

ចាប់សញ្ញាចម្លងអគ្គិសនីជីពចរប៉ូលពីរ

លៃតម្រូវផ្លូវស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនប្តូរផ្លូវ; ប្រេកង់យកសញ្ញា 100 Hz។

03

ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពរួម

គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា កូឡោន និងឧបករណ៍បន្ថយសញ្ញារួមគ្នា សមស្របជាមួយកូឡោនសំខាន់ៗពីចិននិងនាំចូល។

04

ការផ្សំបញ្ចូលម៉ូឌុល

ជម្រើសមានឧបករណ៍យកសំណាក ម៉ាស៊ីនបង្កើតសារធាតុអេលុយអង់ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា UV និងអំពែរម៉ែត្រ។ ជ្រើសរើសវិភាគអានីយ៉ុង/កាត្យុងពីរប្រព័ន្ធក្នុងពេលតែមួយ ឬចាប់សញ្ញាចរន្តនិងសមត្ថភាពចម្លងអគ្គិសនីរួមគ្នា។

05

ស្ថានីយទិន្នន័យសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាច្រើន

ស្ថានីយក្រម៉ាត្រូក្រាហ្វិកសាច់ដៃអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ គាំទ្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខុសប្រភេទដំណើរការរួមគ្នា និងការកែតម្រូវសមស្របតាមកម្មវិធីប្រើប្រាស់។

06

បូមលំហូរថេរសម្ពាធទាបសម្រាប់សូលុយស្យុងបួន

ឬម PEEK ពីរពីស្តង់ដារមានជីពចរទាប លាយសូលុយស្យុងបួនក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់អេលុយស្យុងក្រាដូង។ ម៉ូឌុលហានជាក់លាក់ជំរុញវិសគ្រាប់បាល់ ដើម្បីភាពជឿជាក់ ស្ថិរភាព និងភាពធន់។ លេខប៉ាតង់ក្នុងប្រភព: 2016103131422។

07

ការយកសំណាកស្វ័យប្រវត្តិជាជម្រើស

ប្រើបានជាមួយវ៉ាយអាស់ 2 ml ឬ 10 ml។ សីរាំងស្តង់ដារ 250 μ l ហើយទំហំផ្សេងជាជម្រើស។ មានមុខងារកែបរិមាណចាក់ក្នុងប្រព័ន្ធ។

02

DETECTORS & APPLICATIONS

ពីអ្វីយ៉ុងទូទៅ ទៅសារធាតុវិភាគឯកទេស។

- តេស្តដោយភាគីទីបី
- អាហារ
- ឧស្សាហកម្ម
- ការពារបរិស្ថាន
- ការគ្រប់គ្រងជំងឺ
- ការផ្គត់ផ្គង់និងបង្កើនទឹក
- ឧស្សាហកម្មគីមី
- រ៉ែ និងលោហកម្ម

01 សមត្ថភាពចម្លងអគ្គិសនី និងអំពែរម៉ែត្រ ការវិភាគអ៊ីសូក្រាទិកឬក្រាដ្យង់ អាចគ្របដណ្តប់អានីយ៉ុង កាត្យុង ទូទៅ I^-, CN^-, S^{2-} និងសារធាតុផ្សេងៗ។ ជ្រើសរើសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងវិធីឱ្យសមស្រប។	02 ការវិភាគម៉ូលេគុលតូច និងសារធាតុជីវសាស្ត្រ ប្រភពរាយការចាប់សញ្ញាក្រាដ្យង់រលើបន្តសំ សម្រាប់អាស៊ីតសរីរាង្គ តូច ស្ត្រ និងអាស៊ីតអាមីណូ។
03 ការពង្រីកដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា UV បន្ថែមឧបករណ៍ UV ដើម្បីវាស់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីរ និង វិភាគសារធាតុស្រូប UV ក្នុងពេលតែមួយ។	04 សមាសភាគសំខាន់ ប្រភពរាយបូម PEEK សូលុយស្យុងប្លាស្ទិកសម្រាប់ដំឡើងដោយវិស គ្រាប់បាល់ វាល់ប្រាំមួយច្រកប្រើប្រាស់ទំនាចូល ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ចម្លងអគ្គិសនីជីពចរប៉ូលពីរ ឧបករណ៍អំពែរម៉ែត្រ និង ឧបករណ៍យកសំណាកជាក់លាក់។

ធាតុកំណត់	ការពណ៌នាពីប្រភព
ប្រព័ន្ធពីរ	ជម្រើសប្រតិបត្តិការអានីយ៉ុង/កាត្យុងពីរប្រព័ន្ធរួមគ្នា
ការផ្សំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា	ជ្រើសរើសឧបករណ៍ចម្លងអគ្គិសនី អំពែរម៉ែត្រ និង UV តាមតម្រូវការ
វាយអាល់សំណាក	2 ml ឬ 10 ml
សីវ៉ាង	ស្តង់ដារ 250 μl; ទំហំផ្សេងជាងជម្រើស
ការកែតម្រូវការចាក់	មានការកែបរិមាណចាក់ក្នុងប្រព័ន្ធ

03

TECHNOLOGY & COMPANY

ការអភិវឌ្ឍបន្តក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រាហ្វិក និងអ៊ីយ៉ុង។



រូបក្រុមហ៊ុនពីឯកសារដើម

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផលិត

General Instruments (Shenzhen) Co., Ltd. បង្កើតក្នុងឆ្នាំ 2012 ដើម្បីស្រាវជ្រាវ រចនា ផលិត និងលក់លីក្វីដក្រុមហ៊ុនក្រាហ្វិក។ ក្រុមបច្ចេកទេសមានបណ្ឌិត អនុបណ្ឌិត និងវិស្វករជាន់ខ្ពស់។

- 2015: អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបង្រៀននិងហ្វឹកហាត់ក្រុមហ៊ុនក្រាហ្វិកបែបអន្តរកម្ម និងស្នើការបង្រៀនត្រាប់តាមដោយ VR។
- 2016: ណែនាំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់លំហូរថេរ ប្រើម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរពីរជំរុញវិស្វគ្រាប់បាល់ជាក់លាក់ និងអនុវត្តក្នុងអ៊ីយ៉ុងក្រុមហ៊ុនក្រាហ្វិក។
- 2018: ណែនាំក្រុមហ៊ុនក្រាហ្វិកពីរវិមាត្រស្អាតដៃ និងអភិវឌ្ឍរបៀបចាប់សញ្ញាអ៊ីនហ្វ្រេដ្រង់ DC ដ៏តូច និងអាំងតេក្រាល។
- 2019: អភិវឌ្ឍឧបករណ៍ឯកទេសនិងវិធីជាច្រើនសម្រាប់វិភាគកំហាប់ថ្នាំព្យាបាល និងប្រើអ៊ីយ៉ុងក្រុមហ៊ុនក្រាហ្វិកពីរវិមាត្រក្នុងការវិភាគពាក់ព័ន្ធ។

ទំព័រនេះសង្ខេបឯកសារប្រតិបត្តិរបស់អ្នកផលិត។ មិនបានបង្ហាញសមិទ្ធផលទាំងនេះជាការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់របស់ Zhishijie ទេ។

04

QUALIFICATIONS & PATENTS

គុណវុឌ្ឍិ និងប៉ាតង់របស់អ្នកផលិត។

សហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្ម សាកលវិទ្យាល័យ និងបច្ចេកទេស

ប្រភពគត់ត្រាកិច្ចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ ដោយមានពាក្យស្នើប៉ាតង់ជាង 40 គិតដល់ចុងឆ្នាំ 2019។



វិញ្ញាបនបត្រក្បាច់រូបសាកលវិទ្យាល័យ និងការបង្កើនដើម្បី ជ្រួតជ្រាបវិសាលភាពនិងស្ថានភាពតាមវិញ្ញាបនបត្រនិងឯកសារគម្រោង។