

PRECISION IN EVERY DETAIL

GI-5200

ເຄື່ອງໄອອອນໂຄຣມາໂທກຣາຟ

ຕົວກວດວັດແລະການຕັ້ງຄ່າກຣາດຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພີ່ມທາງເລືອກວິເຄາະ



PEEK

ເສັ້ນທາງຂອງແຫຼວທົນອາຊິດແລະດ່າງ

100 Hz

ການເກັບຮັ່ງມີການກວດຄ່ານໍ້າໄຟຜ້າ

ກຣາດຽນສີ່ສາມລະລາຍ

ເລືອກຕາມລູກຕິດຕັ້ງ

ຈາກເຄື່ອງມືສະເພາະທາງ ສູ່ລະບົບຫ້ອງທົດລອງຄົບວົງຈອນ

ແຜ່ນພັບຜະລິດຕະພັນ · V0.0.7

01

PRODUCT ADVANTAGES

ປະກອບໄດ້ຍືດຫຍຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການວິເຄາະໄອອອນ

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ

GI-5200 ເລືອກຕົວກວດແອນໄອອອນ/ແຄດໄອອອນຄູ່ແລະລະບົບຄູ່ພ້ອມກັນໄດ້. ສາມາດປະກອບຕົວກວດແອມເຟີໂຣເມຕຣິກກັບຄໍານໍາໄຟຟ້າ. ປຶ້ມ PEEK ກຣາດຽນສີ່ສານລະລາຍແຮງດັນຕ່ຳ ຮອງຮັບວຽກປະຈຳວັນແລະຕົວຢ່າງສະເພາະ.

01

ເສັ້ນທາງຂອງແຫຼວ PEEK ທັງລະບົບ

ຫົວປຶ້ມ ວາວຫົກພອດ ແລະເສັ້ນທາງທັງໝົດໃຊ້ PEEK ເພື່ອທົນອາຊິດ ແລະຕ່າງໆ.

02

ກວດຄໍານໍາໄຟຟ້າແບບພັດສະສອງຂັ້ວ

ປັບຊ່ວງອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ສະຫຼັບຊ່ວງ; ຄວາມຖີ່ເກັບສັນຍານ 100 Hz.

03

ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມລວມ

ຄວບຄຸມຕົວກວດ ຄໍລໍາ ແລະຊັບເພຣສເຊີຣ໌ວມກັນ ຮອງຮັບຄໍລໍາຫຼັກຈາກ ຈີນແລະນໍາເຂົ້າ.

04

ການປະກອບໄມດູນ

ເລືອກເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງ ເຄື່ອງຜະລິດສານຊະ ຕົວກວດ UV ແລະແອມເຟີໂຣເມຕຣິກ. ຮອງຮັບວິເຄາະແອນໄອອອນ/ແຄດໄອອອນພ້ອມກັນ ຫຼືວັດກະແສແລະຄໍານໍາໄຟຟ້າພ້ອມກັນ.

05

ເວີກສະເຕຊັນຫຼາຍຕົວກວດ

ເວີກສະເຕຊັນໂຄຣມາໂທກຣາຟິເພາສາຈີນທີ່ພັດທະນາເອງ ຮອງຮັບຕົວກວດຕ່າງຊະນິດພ້ອມກັນ ແລະປັບແຕ່ງຕາມວຽກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

06

ປຶ້ມອັດຕາໄຫຼຄົງທີ່ສີ່ສານລະລາຍແຮງດັນຕ່ຳ

ປຶ້ມ PEEK ລູກສູບຄູ່ແຮງດັນຕົ້ນຕ່ຳ ປະສົມສີ່ສານລະລາຍພາຍໃນເພື່ອຊະແບບກຣາດຽນ. ສະເຕັບເປີມເຕີຂັບບອລສະກຣູແມ່ນຍ່າ ເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ສະຖຽນ ແລະທົນທານ. ເລກສີດທິບັດ: 2016103131422.

07

ເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງອັດຕະໂນມັດເປັນຕົວເລືອກ

ຮອງຮັບຂວດ 2 ml ຫຼື 10 ml. ຊີຣິງມາດຕະຖານ 250 µl ແລະເລືອກຂະໜາດອື່ນໄດ້. ມີການແກ້ໄຂປະລິມານສິດໃນຕົວ.

02

DETECTORS & APPLICATIONS

ຈາກໄອອອນທົ່ວໄປເຖິງສານວິເຄາະສະເພາະ

- ການທົດສອບໂດຍບຸກຄົນທີສາມ
- ອາຫານ
- ອຸດສາຫະກຳ
- ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ
- ການຄວບຄຸມພະຍາດ
- ນໍ້າປະປາແລະລະບາຍນໍ້າ
- ອຸດສາຫະກຳເຄມີ
- ບໍ່ແຮ່ແລະໄວຫະກຳ

01

ຄຳນຳໄຟຟ້າແລະແອມເຟີໂຣເມຕຣິ

ວິເຄາະແບບໄອໂຊເຄຣຕິກຫຼັກຮາດຽນ ຮອງຮັບແອນໄອອອນ ແຄດໄອອອນ I^- , CN^- , S^{2-} ແລະສານອື່ນ. ເລືອກຕົວກວດແລະວິທີໃຫ້ເໝາະສົມ.

02

ວິເຄາະໄມເລກຸນນ້ອຍແລະສານຊີວະພາບ

ຕົ້ນສະບັບລະບຸການກວດກາຮາດຽນຄວາມໄວສູງ ສຳລັບອາຊິດອິນຊີໄມເລກຸນນ້ອຍ ນໍ້າຕານ ແລະອາຊິດອາມິໂນ.

03

ຂະຫຍາຍການກວດດ້ວຍ UV

ເພີ່ມຕົວກວດ UV ເພື່ອວັດດ້ວຍຕົວກວດຄູ່ ແລະວິເຄາະສານດູດກືນ UV ພ້ອມກັນ.

04

ສ່ວນປະກອບຫຼັກ

ຕົ້ນສະບັບລະບຸປຶ້ມ PEEK ສື່ສານລະລາຍແຮງດັນຕ່ຳຂັບດ້ວຍບອລສະກຣູ ວາວຫົກພອດມິເຕີນຳເຂົ້າ ຕົວກວດຄຳນຳໄຟຟ້າພັດສະສອງຂັ້ນ ຕົວກວດແອມເຟີໂຣເມຕຣິກ ແລະເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນຢຳ.

ລາຍການຕິດຕັ້ງ	ຂໍ້ມູນຈາກຕົ້ນສະບັບ
ລະບົບຄູ່	ເລືອກລະບົບແອນໄອອອນ/ແຄດໄອອອນເຮັດວຽກພ້ອມກັນ
ຊຸດຕົວກວດ	ເລືອກຄຳນຳໄຟຟ້າ ແອມເຟີໂຣເມຕຣິກ ແລະ UV ຕາມວຽກ
ຂວດຕົວຢ່າງ	2 ml ຫຼື 10 ml
ຊີຣິງ	ມາດຕະຖານ 250 µl; ເລືອກຂະໜາດອື່ນໄດ້
ການແກ້ໄຂການສຶດ	ມີການແກ້ໄຂປະລິມານສຶດໃນຕົວ

03

TECHNOLOGY & COMPANY

ພັດທະນາຕໍ່ເນື່ອງດ້ານວິທະຍາສາດແລະໄອອອນໂຄຣມາໂທກຣາຟີ



ຮູບບົວສັດຈາກຕົ້ນສະບັບ

ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ

General Instruments (Shenzhen) Co., Ltd. ກໍ່ຕັ້ງປີ 2012 ວິໄຈ ອອກແບບ ຜະລິດ ແລະຂາຍວິທະຍາສາດແລະໄອອອນໂຄຣມາໂທກຣາຟີ. ທີ່ມີເຕັກນິກມີຜູ້ຈັດປະລິນຍາເອກ ໂທ ແລະວິສະວະກອນອາວຸໂສ.

- 2015: ພັດທະນາລະບົບສອນແລະຝຶກວິທະຍາສາດແລະໄອອອນໂຄຣມາໂທກຣາຟີແບບໂຕ້ຕອບ ແລະສະເໜີການສອນຈຳລອງ VR.
- 2016: ນຳສະເໜີລະບົບສັງຂອງແຫຼວອັດຕາຄົງທີ່ ໃຊ້ລິເນຍມຸມຕີຄູ່ຂັບບອດສະກຣູແມ່ນຍຳ ແລະນຳໃຊ້ກັບໄອອອນໂຄຣມາໂທກຣາຟີ.
- 2018: ນຳສະເໜີວິທະຍາສາດແລະໄອອອນໂຄຣມາໂທກຣາຟີສອງມິຕິອັດຕະໂນມັດ ແລະພັດທະນາໂຫມດກວດກາແສ DC ພັດສ໌ ແລະແບບອື່ນໆ.
- 2019: ພັດທະນາເຄື່ອງສະເພາະແລະຫຼາຍວິທີວິເຄາະຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຢາຮັກສາ ແລະນຳໄອອອນໂຄຣມາໂທກຣາຟີສອງມິຕິໃຊ້ກັບວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໜ້ານີ້ສະຫຼຸບປະຫວັດຈາກເອກະສານຜູ້ຜະລິດ ບໍ່ໄດ້ສະແດງວ່າເປັນຜົນງານພັດທະນາຂອງ Zhishijie ເອງ.

04

QUALIFICATIONS & PATENTS

ຄຸນສົມບັດແລະສິດທິບັດຜູ້ຜະລິດ

ຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະເຕັກນິກ

ຕົ້ນສະບັບບັນທຶກການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຖາບັນວິໄຈ ແລະບໍລິສັດຂ້າມຊາດ ໂດຍມີຄຳຂໍສິດທິບັດເກີນ 40 ລາຍການເຖິງທ້າຍປີ 2019.



ຄົງຊື່ຜູ້ຖື ຂໍ້ຄວາມ ແລະບັນທຶກເດີມ. ກວດຂອບເຂດແລະສະຖານະຈາກໃບຮັບຮອງແລະເອກະສານໂຄງການ.